

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : BOMBA PERISTÁLTICA DISPENSADORA DE ALTA PRECISIÓN P10 COMPACT**

**Descripción :** Bomba peristáltica ideal para técnicas que requieren alta precisión en la dispensación de volúmenes pequeños. Flujo reversible. Pantalla LED con 4 dígitos. Incluye accesorios como un pedal para control manual del flujo, tubo de silicona de dos metros (OD: 4 mm / ID: 2 mm), dos válvulas de retención, dos conectores de plástico y una boquilla de llenado. 220 V / 50-60 Hz. Compatible con protocolo de comunicación RS485/MODBUS. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | dimensiones (largo x ancho x alto) | caudal nominal      | rango de velocidad | unidades por ref. |
|--------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| PUMP-10C-001 | 114 x 84 x 98 mm                   | 0,04 ~ 24,42 ml/min | 0,1 - 100 rpm      | 1                 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| PUMP-10C-001 | 12        | 1,76 | 90261021 | 08434868099135 |

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : HIGH PRECISION PERISTALTIC PUMP P10 COMPACT**

**Description :** Peristaltic pump ideal for techniques that require high precision in the dispensing of small volumes. Reversible flow. LED display with 4 digits. It includes accessories such as a pedal for manual flow control, two-meter-long silicone tube (OD: 4 mm / ID: 2 mm), two check valves, two plastic connectors and a filling nozzle. 220 V / 50-60 Hz. Compatible with RS485 / MODBUS communication protocol. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

## TECHNICAL DATA

| reference    | dimensions (length x width x height) | flow rate at atm. pres. | speed range   | pcs/pack |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|----------|
| PUMP-10C-001 | 114 x 84 x 98 mm                     | 0,04 ~ 24,42 ml/min     | 0,1 - 100 rpm | 1        |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| PUMP-10C-001 | 12        | 1,76 | 90261021 | 08434868099135 |

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : POMPE PÉRISTALTIQUE DE HAUTE PRÉCISION P10 COMPACT**

**Description :** Pompe péristaltique idéale pour les techniques nécessitant une grande précision dans la distribution de petits volumes. Flux réversible. Affichage LED à 4 chiffres. Inclut des accessoires tels qu'une pédale pour le contrôle manuel du débit, un tuyau en silicone de 2 mètres de long (OD: 4 mm / ID: 2 mm), deux clapets anti-retour, deux connecteurs en plastique et une buse de remplissage. 220 V / 50-60 Hz. Compatible avec le protocole de communication RS485 / MODBUS. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | dimensions (longueur x largeur x hauteur) | débit nominal       | plage de vitesse | unités par ref. |
|--------------|---|---------------------|------------------|-----------------|
| PUMP-10C-001 | 114 x 84 x 98 mm                          | 0,04 ~ 24,42 ml/min | 0,1 - 100 rpm    | 1               |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| PUMP-10C-001 | 12        | 1,76 | 90261021 | 08434868099135 |

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : POMPA DI EROGAZIONE PERISTALTICA AD ALTA PRECISIONE P10 COMPACT**

**Descrizione :** Pompa peristaltica ideale per tecniche che richiedono alta precisione nell'erogazione di piccoli volumi. Flusso reversibile. Display a LED con 4 cifre. Include accessori come un pedale per il controllo manuale del flusso, un tubo in silicone di due metri (OD: 4 mm / ID: 2 mm), due valvole di ritegno, due connettori in plastica e un ugello di riempimento. 220 V / 50-60 Hz. Compatibile con il protocollo di comunicazione RS485/MODBUS. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

## DATI TECNICI

| referenza    | dimensioni (lunghezza x portata nominale<br>larghezza x altezza) | gamma di velocità   | unità per ref. |
|--------------|--|---------------------|----------------|
| PUMP-10C-001 | 114 x 84 x 98 mm   | 0,04 ~ 24,42 ml/min | 1              |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| PUMP-10C-001 | 12        | 1,76 | 90261021 | 08434868099135 |

## FOTO DEL PRODOTTO



**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : HOGE PRECISIE PERISTALTISCHE DOSEERPOMP P10 COMPACT**

**Beschrijving** : Peristaltische pomp, ideaal voor technieken die zeer nauwkeurige dosering van kleine hoeveelheden vereisen. Omkeerbare vloeistofstroom. LED display met 4 cijfers. Inclusief toebehoren zoals een voetpedaal voor handmatige toevoerregeling, twee meter lange silicone slang (OD: 4 mm / ID: 2 mm), twee afsluitkleppen, twee plastic verbindingstukken en een vulmondstuk. 220 V / 50-60 Hz. Compatibel met RS485/MODBUS-communicatieprotocol. Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

**TECHNISCHE GEGEVENS**

| referentie   | afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | nominale stroom     | snelheidsbereik | stuks per ref. |
|--------------|--|---------------------|-----------------|----------------|
| PUMP-10C-001 | 114 x 84 x 98 mm                       | 0,04 ~ 24,42 ml/min | 0,1 - 100 rpm   | 1              |

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

| Referentie   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| PUMP-10C-001 | 12        | 1,76 | 90261021 | 08434868099135 |

**PRODUKTFOTO**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : PERISTALTISCHE DOSIERPUMPE, HOCHPRÄZISE, P10 COMPACT**

**Beschreibung :** Peristaltische Pumpe, ideal für Techniken, die eine hochpräzise Dispensierung kleiner Volumen benötigen. Umkehrung der Flussrichtung möglich. LED-Display mit vier Ziffern. Mit Zubehör wie einem Pedal zur manuellen Flusskontrolle, Silikonschlauch von 2 m Länge (OD: 4 mm / ID: 2 mm), zwei Rückschlagventile, zwei Plastikverbindungen und ein Füllstutzen. 220 V / 50-60 Hz. Kompatibel mit dem Kommunikationsprotokoll RS485/MODBUS. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Maße (Länge x Breite x Höhe) | Förderleistung      | Drehzahlbereich | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| PUMP-10C-001  | 114 x 84 x 98 mm             | 0,04 ~ 24,42 ml/min | 0,1 - 100 rpm   | 1                     |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| PUMP-10C-001 | 12        | 1,76 | 90261021 | 08434868099135 |

## PRODUKTFOTO

