

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE, EASY 40+**

**Descripción :** Peso reducido, forma ergonómica y mecanismo suave de pulsación que minimizan la fatiga de la mano y los dedos. Transferencia mínima de calor de la mano al interior de la pipeta que permite mantener la precisión incluso en usos prolongados. Ajuste preciso del volumen deseado con indicación sonora "clic" para evitar errores. Cono autoclavable. Mecanismo de eyección de puntas (excepto en EASD-10K-001). Cada micropipeta ha sido calibrada individualmente según la norma ISO 8655-6 y 17025, lleva un número de serie único grabado y se entrega con certificado de calibración. Consulte los recambios disponibles para estas micropipetas en nuestra web. Garantía 3 años



Producto cubierto por garantía de 3 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

## DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	incremento	exactitud	precisión	unidades por ref.
EASD-P02-001	0,1 - 2,5 µl	0,01 µl	±12,0% - 2,5%	±6,0% - 1,6%	1
EASD-P10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,5% - 0,8%	1
EASD-P20-001	2 - 20 µl	0,1 µl	±2,0% - 1,8%	±2,0% - 0,4%	1
EASD-P50-001	5 - 50 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,9%	±2,0% - 0,3%	1
EASD-10P-001	10 - 100 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,8%	±1,5% - 0,15%	1
EASD-20P-001	20 - 200 µl	1,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,8% - 0,15%	1
EASD-1KP-001	100 - 1000 µl	5,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASD-5KP-001	500 - 5000 µl	50,0 µl	±2,0% - 0,5%	±0,6% - 0,2%	1
EASD-10K-001	1000 - 10000 µl	100,0 µl	±3,0% - 0,6%	±0,6% - 0,2%	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASD-P02-001	1,008	0,21	90318080	08434868019027
EASD-P10-001	1,008	0,22	90318080	08434868019034
EASD-P20-001	1,12	0,22	90318080	08434868019041
EASD-P50-001	1,008	0,22	90318080	08434868019058
EASD-10P-001	1,16	0,22	90318080	08434868018877
EASD-20P-001	1,4	0,22	90318080	08434868018938
EASD-1KP-001	1,12	0,22	90318080	08434868018907
EASD-5KP-001	1,044	0,24	90318080	08434868018969
EASD-10K-001	1,45	0,23	90318080	08434868018853

FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : VARIABLE VOLUME MICROPIPETTE, EASY 40+**

**Description :** Reduced weight, ergonomic design and smooth pushing system to minimize hand and finger tiredness. Minimum bodyheat transfer to internal parts for high accuracy even during continuous use. Autoclavable tip cone. Tip ejection mechanism (except in EASD-10K-001). Accurate volume adjustment with an audible “click” signal to avoid mistakes. Each micropipette has been individually calibrated according to ISO 8655-6 and 17025 and has an engraved unique serial number and is supplied with a calibration certificate. See the spare parts available for these micropipettes on our website. 3 year warranty



Product covered by a 3-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

## TECHNICAL DATA

reference	capacity	increment	accuracy	precision	pcs/pack
EASD-P02-001	0,1 - 2,5 µl	0,01 µl	±12,0% - 2,5%	±6,0% - 1,6%	1
EASD-P10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,5% - 0,8%	1
EASD-P20-001	2 - 20 µl	0,1 µl	±2,0% - 1,8%	±2,0% - 0,4%	1
EASD-P50-001	5 - 50 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,9%	±2,0% - 0,3%	1
EASD-10P-001	10 - 100 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,8%	±1,5% - 0,15%	1
EASD-20P-001	20 - 200 µl	1,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,8% - 0,15%	1
EASD-1KP-001	100 - 1000 µl	5,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASD-5KP-001	500 - 5000 µl	50,0 µl	±2,0% - 0,5%	±0,6% - 0,2%	1
EASD-10K-001	1000 - 10000 µl	100,0 µl	±3,0% - 0,6%	±0,6% - 0,2%	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASD-P02-001	1,008	0,21	90318080	08434868019027
EASD-P10-001	1,008	0,22	90318080	08434868019034
EASD-P20-001	1,12	0,22	90318080	08434868019041
EASD-P50-001	1,008	0,22	90318080	08434868019058
EASD-10P-001	1,16	0,22	90318080	08434868018877
EASD-20P-001	1,4	0,22	90318080	08434868018938
EASD-1KP-001	1,12	0,22	90318080	08434868018907
EASD-5KP-001	1,044	0,24	90318080	08434868018969
EASD-10K-001	1,45	0,23	90318080	08434868018853

PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE EASY 40+**

**Description :** Poids réduit, forme ergonomique et mécanisme doux de pulsation qui minimisent la fatigue de la main et des doigts. Transfert minimum de la chaleur de la main à l'intérieur de la pipette qui permet de maintenir la précision même lors d'usages prolongés. Réglage précis du volume désiré avec une indication sonore «click» pour éviter les erreurs. La partie inférieure où se fixent les pipettes peut s'autoclaver à 121 °C. Mécanisme d'éjection de pointe sauf pour EASD-10K-001. Chaque micropipette a été calibrée individuellement selon les normes ISO 8655-6 et 17025 et porte un numéro de série unique gravé et est fournie avec un certificat de calibration. Consulter les pièces de rechange disponibles pour ces micropipettes sur la web. Garantie 3 ans



Produit couvert par une garantie de 3 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	incrément	justesse	précision	unités par ref.
EASD-P02-001	0,1 - 2,5 µl	0,01 µl	±12,0% - 2,5%	±6,0% - 1,6%	1
EASD-P10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,5% - 0,8%	1
EASD-P20-001	2 - 20 µl	0,1 µl	±2,0% - 1,8%	±2,0% - 0,4%	1
EASD-P50-001	5 - 50 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,9%	±2,0% - 0,3%	1
EASD-10P-001	10 - 100 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,8%	±1,5% - 0,15%	1
EASD-20P-001	20 - 200 µl	1,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,8% - 0,15%	1
EASD-1KP-001	100 - 1000 µl	5,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASD-5KP-001	500 - 5000 µl	50,0 µl	±2,0% - 0,5%	±0,6% - 0,2%	1
EASD-10K-001	1000 - 10000 µl	100,0 µl	±3,0% - 0,6%	±0,6% - 0,2%	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASD-P02-001	1,008	0,21	90318080	08434868019027
EASD-P10-001	1,008	0,22	90318080	08434868019034
EASD-P20-001	1,12	0,22	90318080	08434868019041
EASD-P50-001	1,008	0,22	90318080	08434868019058
EASD-10P-001	1,16	0,22	90318080	08434868018877
EASD-20P-001	1,4	0,22	90318080	08434868018938
EASD-1KP-001	1,12	0,22	90318080	08434868018907
EASD-5KP-001	1,044	0,24	90318080	08434868018969
EASD-10K-001	1,45	0,23	90318080	08434868018853



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : MICROPIPETTA A VOLUME VARIABILE, EASY 40+**

**Descrizione** : Il peso ridotto, la forma ergonomica e il meccanismo di pressione morbido riducono l'affaticamento della mano e delle dita. Il trasferimento di calore dalla mano all'interno della pipetta è ridotto al minimo, per assicurare la precisione anche durante un uso prolungato. Regolazione precisa del volume desiderato con segnale acustico di "clic" per evitare errori. Cono portapipette autoclavabile. Meccanismo di espulsione dei puntali (eccetto nel EASD-10K-001). Ogni micropipetta è calibrata individualmente secondo la norma ISO 8655-6 e 17025, riporta stampato un numero di serie unico e viene fornita con certificato di calibrazione. Verificare i ricambi disponibili per queste micropipette sul nostro sito web. Garanzia di 3 anni



Prodotto coperto da garanzia di 3 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

## DATI TECNICI

referenza	capacità	incremento	esattezza	accuratezza	unità per ref.
EASD-P02-001	0,1 - 2,5 µl	0,01 µl	±12,0% - 2,5%	±6,0% - 1,6%	1
EASD-P10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,5% - 0,8%	1
EASD-P20-001	2 - 20 µl	0,1 µl	±2,0% - 1,8%	±2,0% - 0,4%	1
EASD-P50-001	5 - 50 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,9%	±2,0% - 0,3%	1
EASD-10P-001	10 - 100 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,8%	±1,5% - 0,15%	1
EASD-20P-001	20 - 200 µl	1,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,8% - 0,15%	1
EASD-1KP-001	100 - 1000 µl	5,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASD-5KP-001	500 - 5000 µl	50,0 µl	±2,0% - 0,5%	±0,6% - 0,2%	1
EASD-10K-001	1000 - 10000 µl	100,0 µl	±3,0% - 0,6%	±0,6% - 0,2%	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASD-P02-001	1,008	0,21	90318080	08434868019027
EASD-P10-001	1,008	0,22	90318080	08434868019034
EASD-P20-001	1,12	0,22	90318080	08434868019041
EASD-P50-001	1,008	0,22	90318080	08434868019058
EASD-10P-001	1,16	0,22	90318080	08434868018877
EASD-20P-001	1,4	0,22	90318080	08434868018938
EASD-1KP-001	1,12	0,22	90318080	08434868018907
EASD-5KP-001	1,044	0,24	90318080	08434868018969
EASD-10K-001	1,45	0,23	90318080	08434868018853

FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : MICROPIPET MET VARIABEL VOLUMEN, EASY 40+**

**Beschrijving :** Laag gewicht, ergonomische vorm en soepel klikmechanisme minimaliseren hand- en vingervermoeidheid. Door de minimale warmteoverdracht van de hand naar de binnenkant van de pipet blijft de nauwkeurigheid behouden, zelfs bij langdurig gebruik. Nauwkeurige instelling van het gewenste volume met hoorbare "klik"-indicatie om fouten te voorkomen. Autoclaveerbare kegel. Tipuitwerpmechanisme (behalve EASD-10K-001). Elke micropipet is individueel gekalibreerd volgens ISO 8655-6 en 17025, gegraveerd met een uniek serienummer en wordt geleverd met een kalibratiecertificaat. Bekijk de beschikbare reserveonderdelen voor deze micropipetten op onze website. 3 jaar garantie



Product met 3 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	toename	nauwkeurigheid	precisie	stuks per ref.
EASD-P02-001	0,1 - 2,5 µl	0,01 µl	±12,0% - 2,5%	±6,0% - 1,6%	1
EASD-P10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,5% - 0,8%	1
EASD-P20-001	2 - 20 µl	0,1 µl	±2,0% - 1,8%	±2,0% - 0,4%	1
EASD-P50-001	5 - 50 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,9%	±2,0% - 0,3%	1
EASD-10P-001	10 - 100 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,8%	±1,5% - 0,15%	1
EASD-20P-001	20 - 200 µl	1,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,8% - 0,15%	1
EASD-1KP-001	100 - 1000 µl	5,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASD-5KP-001	500 - 5000 µl	50,0 µl	±2,0% - 0,5%	±0,6% - 0,2%	1
EASD-10K-001	1000 - 10000 µl	100,0 µl	±3,0% - 0,6%	±0,6% - 0,2%	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASD-P02-001	1,008	0,21	90318080	08434868019027
EASD-P10-001	1,008	0,22	90318080	08434868019034
EASD-P20-001	1,12	0,22	90318080	08434868019041
EASD-P50-001	1,008	0,22	90318080	08434868019058
EASD-10P-001	1,16	0,22	90318080	08434868018877
EASD-20P-001	1,4	0,22	90318080	08434868018938
EASD-1KP-001	1,12	0,22	90318080	08434868018907
EASD-5KP-001	1,044	0,24	90318080	08434868018969
EASD-10K-001	1,45	0,23	90318080	08434868018853

# PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : MIKROLITERPIPETTE, VARIABLES VOLUMEN, EASY 40+**

**Beschreibung** : Leicht, mit ergonomischer Form und weichen Druckpunkten, was die Ermüdung von Hand und Fingern minimiert. Minimale Wärmeübertragung von der Hand ins Innere der Pipette, was die Aufrechterhaltung der Präzision auch bei längerer Nutzungsdauer erlaubt. Präzise Einstellung des gewünschten Volumens durch akustischen „Klick“-Hinweis, der hilft, Fehler zu vermeiden. Autoklavierbarer Schaft. Spitzenabwurf-Mechanismus (außer EASD-10K-001). Jede Mikroliterpipette wird individuell justiert gemäß ISO 8655-6 und 17025, trägt eine Seriennummergravur und wird mit Kalibrierzertifikat geliefert. Verfügbare Ersatzteile für diese Mikroliterpipetten finden Sie auf unserer Website. Garantie 3 Jahre.



Das Produkt unterliegt einer 3-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Steigerung	Genauigkeit	Präzision	Stückzahl pro Artikel
EASD-P02-001	0,1 - 2,5 µl	0,01 µl	±12,0% - 2,5%	±6,0% - 1,6%	1
EASD-P10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,5% - 0,8%	1
EASD-P20-001	2 - 20 µl	0,1 µl	±2,0% - 1,8%	±2,0% - 0,4%	1
EASD-P50-001	5 - 50 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,9%	±2,0% - 0,3%	1
EASD-10P-001	10 - 100 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,8%	±1,5% - 0,15%	1
EASD-20P-001	20 - 200 µl	1,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,8% - 0,15%	1
EASD-1KP-001	100 - 1000 µl	5,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASD-5KP-001	500 - 5000 µl	50,0 µl	±2,0% - 0,5%	±0,6% - 0,2%	1
EASD-10K-001	1000 - 10000 µl	100,0 µl	±3,0% - 0,6%	±0,6% - 0,2%	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASD-P02-001	1,008	0,21	90318080	08434868019027
EASD-P10-001	1,008	0,22	90318080	08434868019034
EASD-P20-001	1,12	0,22	90318080	08434868019041
EASD-P50-001	1,008	0,22	90318080	08434868019058
EASD-10P-001	1,16	0,22	90318080	08434868018877
EASD-20P-001	1,4	0,22	90318080	08434868018938
EASD-1KP-001	1,12	0,22	90318080	08434868018907
EASD-5KP-001	1,044	0,24	90318080	08434868018969
EASD-10K-001	1,45	0,23	90318080	08434868018853

## PRODUKTFOTO

