

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : PINZAS DE LABORATORIO**Descripción :** De acero inoxidable tipo 410

Esterilizable en autoclave a 121°



Producto apto para uso alimentario



DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	tipo	unidades por ref.
FORS-001-002	125	recta para disección (A)	2
FORS-002-002	120	punta fina efecto muelle (B)	2
FORS-003-002	130,6	recta punta fina (C)	2
FORS-004-002	110	punta redondeada ancha (D)	2
FORS-006-002	115	para cubreobjetos y membranas (E)	2
FORS-007-002	130	punta fina, extremo en curva (F)	2
FORS-008-002	130	recta con dientes 1:2 (G)	2
FORS-009-002	115	curva punta redondeada (H)	2
FORS-010-002	125	punta ancha para papel de filtro (I)	2

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FORS-001-002	0,072	0,12	82032000	08434868022478
FORS-002-002	0,224	0,19	82032000	08434868022485
FORS-003-002	0,006	0,11	82032000	08434868022492
FORS-004-002	0,077	0,10	82032000	08434868022508
FORS-006-002	0,001	0,03	82032000	08434868022522
FORS-007-002	0,136	0,19	82032000	08434868022539
FORS-008-002	0,066	0,04	82032000	08434868105188
FORS-009-002	0,003	0,11	82032000	08434868105195
FORS-010-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118324

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : LABORATORY FORCEPS**Description :** Made of stainless steel grade 410

Autoclavability



Food-grade product




TECHNICAL DATA

reference	l (mm)	type	pcs/pack
FORS-001-002	125	straight end (A)	2
FORS-002-002	120	fine tips, spring (B)	2
FORS-003-002	130,6	fine tips (C)	2
FORS-004-002	110	wide end (D)	2
FORS-006-002	115	for cover-glasses and membranes (E)	2
FORS-007-002	130	fine tips, bent (F)	2
FORS-008-002	130	straight with teeth 1:2 (G)	2
FORS-009-002	115	curved round tips (H)	2
FORS-010-002	125	wide tip for filter paper (I)	2

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FORS-001-002	0,072	0,12	82032000	08434868022478
FORS-002-002	0,224	0,19	82032000	08434868022485
FORS-003-002	0,006	0,11	82032000	08434868022492
FORS-004-002	0,077	0,10	82032000	08434868022508
FORS-006-002	0,001	0,03	82032000	08434868022522
FORS-007-002	0,136	0,19	82032000	08434868022539
FORS-008-002	0,066	0,04	82032000	08434868105188
FORS-009-002	0,003	0,11	82032000	08434868105195
FORS-010-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118324

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : PINCE DE LABORATOIRE**Description :** En acier inoxydable type 410

Autoclavable




Apte à un usage alimentaire

DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	type	unités par ref.
FORS-001-002	125	droite pour dissection (A)	2
FORS-002-002	120	pointe fine, effet ressort (B)	2
FORS-003-002	130,6	droite pointe fine (C)	2
FORS-004-002	110	pointe arrondie large (D)	2
FORS-006-002	115	pour lamelle et membrane (E)	2
FORS-007-002	130	pointe fine, courbé (F)	2
FORS-008-002	130	droite avec griffes 1:2 (G)	2
FORS-009-002	115	courbé pointe arrondie (H)	2
FORS-010-002	125	pointe large pour papier filtre (I)	2

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FORS-001-002	0,072	0,12	82032000	08434868022478
FORS-002-002	0,224	0,19	82032000	08434868022485
FORS-003-002	0,006	0,11	82032000	08434868022492
FORS-004-002	0,077	0,10	82032000	08434868022508
FORS-006-002	0,001	0,03	82032000	08434868022522
FORS-007-002	0,136	0,19	82032000	08434868022539
FORS-008-002	0,066	0,04	82032000	08434868105188
FORS-009-002	0,003	0,11	82032000	08434868105195
FORS-010-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118324



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PINZETTE DA LABORATORIO**Descrizione :** In acciaio inox classe 410

Autoclavabile



Adatto per uso alimentare


DATI TECNICI

referenza	L (mm)	tipo	unità per ref.
FORS-001-002	125	dritta da dissezione (A)	2
FORS-002-002	120	punta sottile effetto a molla (B)	2
FORS-003-002	130,6	dritta con punta sottile (C)	2
FORS-004-002	110	punta arrotondata piatta (D)	2
FORS-006-002	115	per vetrini coprioggetto e membrane (E)	2
FORS-007-002	130	punta sottile, estremità piegate (F)	2
FORS-008-002	130	dritta con denti 1:2 (G)	2
FORS-009-002	115	curve a punta arrotondata (H)	2
FORS-010-002	125	punta larga per carta da filtro (I)	2

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FORS-001-002	0,072	0,12	82032000	08434868022478
FORS-002-002	0,224	0,19	82032000	08434868022485
FORS-003-002	0,006	0,11	82032000	08434868022492
FORS-004-002	0,077	0,10	82032000	08434868022508
FORS-006-002	0,001	0,03	82032000	08434868022522
FORS-007-002	0,136	0,19	82032000	08434868022539
FORS-008-002	0,066	0,04	82032000	08434868105188
FORS-009-002	0,003	0,11	82032000	08434868105195
FORS-010-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118324

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : LABORATORIUM PINCETTEN

Beschrijving : Van roestvrij staal type 410



Autoclaveerbaar



Geschikt voor levensmiddelen


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	type	stuks per ref.
FORS-001-002	125	recht voor dissectie (A)	2
FORS-002-002	120	fijne punt met veereffect (B)	2
FORS-003-002	130,6	recht fijn punt (C)	2
FORS-004-002	110	ronde, brede punt (D)	2
FORS-006-002	115	voor dekglasjes en membranen (E)	2
FORS-007-002	130	fijne punt, gebogen uiteinde (F)	2
FORS-008-002	130	rechte met tand 1:2 (G)	2
FORS-009-002	115	gebogen ronde punt (H)	2
FORS-010-002	125	brede punt voor filtreerpapier (I)	2

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FORS-001-002	0,072	0,12	82032000	08434868022478
FORS-002-002	0,224	0,19	82032000	08434868022485
FORS-003-002	0,006	0,11	82032000	08434868022492
FORS-004-002	0,077	0,10	82032000	08434868022508
FORS-006-002	0,001	0,03	82032000	08434868022522
FORS-007-002	0,136	0,19	82032000	08434868022539
FORS-008-002	0,066	0,04	82032000	08434868105188
FORS-009-002	0,003	0,11	82032000	08434868105195
FORS-010-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118324

PRODUKTFOTO



FORS-001-002



FORS-002-002



FORS-003-002



FORS-004-002



FORS-006-002



FORS-007-002



FORS-008-002



FORS-009-002

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PINZETTEN FÜRS LABOR**Beschreibung :** Aus Edelstahl 410.

Autoklavierbar



Lebensmittelkontaktmaterial


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
FORS-001-002	125	gerade, für die Dissektion (A)	2
FORS-002-002	120	feine Spitze, selbstspannend (B)	2
FORS-003-002	130,6	gerade, feine Spitze (C)	2
FORS-004-002	110	runde, breite Spitze (D)	2
FORS-006-002	115	für Deckgläser und Membranen (E)	2
FORS-007-002	130	feine Spitze, gebogenes Ende (F)	2
FORS-008-002	130	gerade, mit Zähnen 1:2 (G)	2
FORS-009-002	115	stumpfe Spitze, gebogenes Ende (H)	2
FORS-010-002	125	breite Spitze für Filterpapier (I)	2

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FORS-001-002	0,072	0,12	82032000	08434868022478
FORS-002-002	0,224	0,19	82032000	08434868022485
FORS-003-002	0,006	0,11	82032000	08434868022492
FORS-004-002	0,077	0,10	82032000	08434868022508
FORS-006-002	0,001	0,03	82032000	08434868022522
FORS-007-002	0,136	0,19	82032000	08434868022539
FORS-008-002	0,066	0,04	82032000	08434868105188
FORS-009-002	0,003	0,11	82032000	08434868105195
FORS-010-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118324

PRODUKTFOTO



FORS-001-002



FORS-002-002



FORS-003-002



FORS-004-002



FORS-006-002



FORS-007-002



FORS-008-002



FORS-009-002