

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : VIAL DE POLIPROPILENO PARA MUESTRAS

Descripción : Fabricados en PP transparente. Tapa con bisagra par un fácil manejo con una sola mano. Graduados e ideales para el muestreo de leche y alimentos. Disponible en dos versiones: cierre con y sin precinto



Esterilizable en autoclave a 121°



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

| referencia | capacidad | Ø (mm) | htotal (mm) | tipo | unidades por ref. |
|--------------|-----------|--------|-------------|------|-------------------|
| SVPP-030-200 | 30 ml | 28,9 | 76,1 | B | 200 |
| SVPP-045-200 | 45 ml | 23 | 84 | A | 200 |
| SVPP-030-600 | 30 ml | 28,9 | 76,1 | B | 600 |
| SVPP-045-600 | 45 ml | 23 | 84 | A | 600 |

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| SVPP-030-200 | 31,68 | 2,33 | 39233010 | 08434868106680 |
| SVPP-045-200 | 23,001 | 1,89 | 39233010 | 08434868106697 |
| SVPP-030-600 | 110,205 | 8,45 | 39233010 | 18434868106687 |
| SVPP-045-600 | 37,8 | 6,84 | 39233010 | 18434868106694 |

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION

Product name : POLYPROPYLENE SAMPLING VIAL

Description : Made of transparent PP. Hinged lid for easy one-handed operation. Graduated and ideal for milk and food sampling. Available in two versions: with and without seal



Autoclavability



Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

| reference | capacity | Ø (mm) | htotal (mm) | type | pcs/pack |
|--------------|----------|--------|-------------|------|----------|
| SVPP-030-200 | 30 ml | 28,9 | 76,1 | B | 200 |
| SVPP-045-200 | 45 ml | 23 | 84 | A | 200 |
| SVPP-030-600 | 30 ml | 28,9 | 76,1 | B | 600 |
| SVPP-045-600 | 45 ml | 23 | 84 | A | 600 |

PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| SVPP-030-200 | 31,68 | 2,33 | 39233010 | 08434868106680 |
| SVPP-045-200 | 23,001 | 1,89 | 39233010 | 08434868106697 |
| SVPP-030-600 | 110,205 | 8,45 | 39233010 | 18434868106687 |
| SVPP-045-600 | 37,8 | 6,84 | 39233010 | 18434868106694 |

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : FIOLE EN POLYPROPYLENE POUR ÉCHANTILLON

Description : Fabriqué en PP transparent. Couvercle à charnière pour une utilisation facile d'une seule main. Gradué et idéal pour l'échantillonnage du lait et des aliments. Disponible en deux versions : avec et sans joint.



Autoclavable



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

| référence | capacité | Ø (mm) | htotale (mm) | type | unités par ref. |
|--------------|----------|--------|--------------|------|-----------------|
| SVPP-030-200 | 30 ml | 28,9 | 76,1 | B | 200 |
| SVPP-045-200 | 45 ml | 23 | 84 | A | 200 |
| SVPP-030-600 | 30 ml | 28,9 | 76,1 | B | 600 |
| SVPP-045-600 | 45 ml | 23 | 84 | A | 600 |

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| SVPP-030-200 | 31,68 | 2,33 | 39233010 | 08434868106680 |
| SVPP-045-200 | 23,001 | 1,89 | 39233010 | 08434868106697 |
| SVPP-030-600 | 110,205 | 8,45 | 39233010 | 18434868106687 |
| SVPP-045-600 | 37,8 | 6,84 | 39233010 | 18434868106694 |

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : FLACONE PER CAMPIONI IN POLIPROPILENE

Descrizione : Realizzato in PP trasparente. Chiusura a cerniera per un facile utilizzo con una sola mano. Graduato e ideale per il campionamento di latte e alimenti. Disponibile in due versioni: con e senza sigillo.



Autoclavabile



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

| referenza | capacità | Ø (mm) | htotale (mm) | tipo | unità per ref. |
|--------------|----------|--------|--------------|------|----------------|
| SVPP-030-200 | 30 ml | 28,9 | 76,1 | B | 200 |
| SVPP-045-200 | 45 ml | 23 | 84 | A | 200 |
| SVPP-030-600 | 30 ml | 28,9 | 76,1 | B | 600 |
| SVPP-045-600 | 45 ml | 23 | 84 | A | 600 |

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| SVPP-030-200 | 31,68 | 2,33 | 39233010 | 08434868106680 |
| SVPP-045-200 | 23,001 | 1,89 | 39233010 | 08434868106697 |
| SVPP-030-600 | 110,205 | 8,45 | 39233010 | 18434868106687 |
| SVPP-045-600 | 37,8 | 6,84 | 39233010 | 18434868106694 |

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : MONSTERFLESJE VAN POLYPROPYLEEN

Beschrijving : Gemaakt van transparant PP. Scharnierend deksel voor eenvoudige bediening met één hand. Gegradueerd en ideaal voor melk- en voedselbemonstering. Verkrijgbaar in twee versies: met en zonder verzegeling



Autoclaveerbaar



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | capaciteit | Ø (mm) | htotaal (mm) | type | stuks per ref. |
|--------------|------------|--------|--------------|------|----------------|
| SVPP-030-200 | 30 ml | 28,9 | 76,1 | B | 200 |
| SVPP-045-200 | 45 ml | 23 | 84 | A | 200 |
| SVPP-030-600 | 30 ml | 28,9 | 76,1 | B | 600 |
| SVPP-045-600 | 45 ml | 23 | 84 | A | 600 |

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| SVPP-030-200 | 31,68 | 2,33 | 39233010 | 08434868106680 |
| SVPP-045-200 | 23,001 | 1,89 | 39233010 | 08434868106697 |
| SVPP-030-600 | 110,205 | 8,45 | 39233010 | 18434868106687 |
| SVPP-045-600 | 37,8 | 6,84 | 39233010 | 18434868106694 |

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PROBENFLÄSCHCHEN AUS POLYPROPYLEN

Beschreibung : Aus transparentem PP. Mit Scharnierdeckel, der eine einfache Handhabung mit einer Hand ermöglicht. Graduiert und ideal für die Probennahme von Milch und Lebensmitteln. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit und ohne Dichtung.



Autoklavierbar



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Volumen | Ø (mm) | Hgesamt (mm) | Typ | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|---------|--------|--------------|-----|-----------------------|
| SVPP-030-200 | 30 ml | 28,9 | 76,1 | B | 200 |
| SVPP-045-200 | 45 ml | 23 | 84 | A | 200 |
| SVPP-030-600 | 30 ml | 28,9 | 76,1 | B | 600 |
| SVPP-045-600 | 45 ml | 23 | 84 | A | 600 |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| SVPP-030-200 | 31,68 | 2,33 | 39233010 | 08434868106680 |
| SVPP-045-200 | 23,001 | 1,89 | 39233010 | 08434868106697 |
| SVPP-030-600 | 110,205 | 8,45 | 39233010 | 18434868106687 |
| SVPP-045-600 | 37,8 | 6,84 | 39233010 | 18434868106694 |

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.