

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Equipo para Química Orgánica de 5 componentes****Descripción :**

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Incluye 1 matraz en forma de corazón de 50 mL, 1 cabezal para destilación, 1 refrigerante recto, 1 adaptador con tapón de rosca y 1 colector acodado. Todos los esmerilados son 14/23



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
CHKG-001-001	kit de Química Orgánica de 5 componentes	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CHKG-001-001	13,05	0,44	70.17.9090	08434868109414

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION

Product name : Organic Chemistry set with 5 components

Description :

Made of top quality 3.3 borosilicate glass. This equipment is composed of 1 pear-shaped flask of 50 mL, 1 distilling head, 1 Liebig-West, straight-shape condenser, 1 adapter with screw cap, and 1 receiver adapter. All ground joints are 14/23



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
CHKG-001-001	Organic Chemistry set with 5 components	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CHKG-001-001	13,05	0,44	70.17.9090	08434868109414

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Kit de Chimie Organique de 5 éléments**Description :**

Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Composé de : 1 ballon piriforme col rodé de 50 ml, 1 tête de distillation, 1 réfrigérant droit, 1 adaptateur avec bouchon à vis et 1 allonge de distillation coudé 105°. Tous les rodages sont en 14/23



Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
CHKG-001-001	kit de Chimie Organique de 5 éléments	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CHKG-001-001	13,05	0,44	70.17.9090	08434868109414

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Apparecchiatura per Chimica Organica di 5 componenti**Descrizione :**

Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Il kit include 1 pallone smerigliato forma a cuore da 50 mL, una testa di distillazione, 1 refrigerante dritto (Liebig-West) , 1 adattatore con tappo a vite e 1 raccordo curvo. Tutti i giunti smerigliati sono 14/23



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
CHKG-001-001	apparecchiatura per Chimica Organica di 5 componenti	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CHKG-001-001	13,05	0,44	70.17.9090	08434868109414

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Organische Chemie set met 5 componenten**Beschrijving :**

Vervaardigd van hoogwaardig borosilicaatglas 3.3. De volledige set bevat 1 puntvormige maatkolf van 50 mL, 1 destillatie opzetstuk, 1 rechte koeler (Liebig-West), 1 adapter met schroefdop en 1 gebogen destillatie verlengstuk. Alle slijpstukken zijn 14/23



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
CHKG-001-001	Organische Chemie set met 5 componenten	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CHKG-001-001	13,05	0,44	70.17.9090	08434868109414

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Kit für die Organische Chemie mit 5 Komponenten**Beschreibung :**

Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3. Beinhaltet einen 50 ml Spitzkolben, einen Destillieraufsatz, einen Liebig-Kühler, einen Adapter mit Schraubverschluss und einen 105° Destilliervorstoß. Alle Normschliff-Glasgeräte 14/23.



Autoklavierbar

121°

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
CHKG-001-001	Kit für die Organische Chemie mit 5 Komponenten	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CHKG-001-001	13,05	0,44	70.17.9090	08434868109414

PRODUKTFOTO

