

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** BISTURÍ CON HOJA *PREMIUM LINE***Descripción :** En acero inoxidable tipo 410. Reutilizable y autoclavable

Esterilizable en autoclave a 121°


## DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	tipo	unidades por ref.
SCAL-P01-001	150	un borde curvo, punta afilada (A)	1
SCAL-P02-001	160	dos bordes curvos, punta afilada (B)	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCAL-P01-001	0,136	0,19	82119200	08434868099524
SCAL-P02-001	0,017	0,10	82119200	08434868105355

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name :** SCALPEL WITH BLADE *PREMIUM LINE***Description :** In stainless steel grade 410. Reusable and autoclavable

Autoclavability

## TECHNICAL DATA

reference	l (mm)	type	pcs/pack
SCAL-P01-001	150	one curved edge, sharp tip (A)	1
SCAL-P02-001	160	two curved edges, sharp tip (B)	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCAL-P01-001	0,136	0,19	82119200	08434868099524
SCAL-P02-001	0,017	0,10	82119200	08434868105355

## PRODUCT PHOTO

A



B



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : SCALPEL AVEC LAME PREMIUM LINE****Description :** En acier inoxydable type 410. Réutilisable et autoclavable

Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	type	unités par ref.
SCAL-P01-001	150	un bord courbe, pointe acérée (A)	1
SCAL-P02-001	160	deux bords courbes, pointe acérée (B)	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCAL-P01-001	0,136	0,19	82119200	08434868099524
SCAL-P02-001	0,017	0,10	82119200	08434868105355

## PHOTO PRODUIT

A



B



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : BISTURI CON LAMA PREMIUM LINE****Descrizione :** In acciaio inox classe 410. Riutilizzabile e autoclavabile

Autoclavabile

## DATI TECNICI

referenza	L (mm)	tipo	unità per ref.
SCAL-P01-001	150	un bordo curvo, punta affilata (A)	1
SCAL-P02-001	160	due bordi curvi, punta affilata (B)	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCAL-P01-001	0,136	0,19	82119200	08434868099524
SCAL-P02-001	0,017	0,10	82119200	08434868105355

## FOTO DEL PRODOTTO

A



B



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam :** SCALPEL MET LEMMET *PREMIUM LINE*

**Beschrijving :** Gemaakt van roestvrij staal type 410. Herbruikbaar en autoclaveerbaar.



Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	type	stuks per ref.
SCAL-P01-001	150	een gebogen rand, scherpe punt (A)	1
SCAL-P02-001	160	twee gebogen randen, scherpe punt (B)	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCAL-P01-001	0,136	0,19	82119200	08434868099524
SCAL-P02-001	0,017	0,10	82119200	08434868105355

## PRODUKTFOTO

A



B



**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**
**Produktname : SKALPELL MIT KLINGE PREMIUM LINE**
**Beschreibung :** Aus Edelmetall 410. Wiederverwendbar und autoklavierbar.


Autoklavierbar

**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	L (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
SCAL-P01-001	150	eine gebogene Kante, scharfe Spitze (A)	1
SCAL-P02-001	160	zwei gebogene Kanten, scharfe Spitze (B)	1

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCAL-P01-001	0,136	0,19	82119200	08434868099524
SCAL-P02-001	0,017	0,10	82119200	08434868105355

**PRODUKTFOTO**
